

# Suture Training Products

吻合・縫合トレーニング製品



## ライフライク バイオティッシュ

### 信頼の品質で吻合・縫合トレーニングをサポート

手術手技の維持と向上には継続的なトレーニングが必要とされています。

LifeLike BioTissue Inc.は10年以上にわたる研究により、人体の機械的特性や感触、解剖を模倣するモデルを開発しました。これらは新たな医療機器の研究開発に適しており、多くの医療機器メーカーから高い信頼を得ています。また、米国、カナダ、ヨーロッパの50を超えるトレーニング施設で使用されており、一流の外科医から優れたトレーニングツールとして認められています。

#### リアルな 感触・特性を再現

含水性の高いハイドロゲルポリマーを採用し、従来のシリコン製品等では得られない、限りなく「本物」に近い運針を体感できます。

#### 無臭・無害で スムーズにトレーニング

不快な臭いやベタつきがなく、開封後にすぐに使用することができるので、場所を選ばずに練習できます。

#### 保存は水のみ 反復練習が可能

保存は密閉容器で水に浸漬させるだけでOK。特殊な溶液やオイル等は必要ありません。

#### 微小血管



品番	製品名
0416	微小血管 1mm OD 1mm, ID 0.8mm
0407	微小血管 2mm OD 2mm, ID 1.5mm
0410	微小血管 3mm OD 3mm, ID 2.5mm
0419	微小血管 4mm OD 4mm, ID 3mm

#### 胸部大動脈




品番	製品名
0104	胸部大動脈 OD 26mm, ID 22mm

#### 大腿動脈




品番	製品名
0204	大腿動脈 L OD 12.5mm, ID 10mm

## 伏在静脈




品番	製品名
0129	伏在静脈 S OD 4mm, ID 3mm
0101	伏在静脈 M OD 5mm, ID 4mm
0201	伏在静脈 L OD 7mm, ID 6mm

## 吻合セット



品番	製品名
0107	胸部大動脈吻合セット ・胸部大動脈 1/2 ・伏在静脈 S
0207	大腿動脈吻合セット ・大腿動脈 L 1/2 ・伏在静脈 L

## 頸動脈（プラーク付）



品番	製品名
0208	頸動脈 プラーク付 ・総頸動脈 OD 13mm ・内頸動脈 OD 8mm ・外頸動脈 OD 6mm

## 腸管 二層



品番	製品名
0304	腸管 二層 ・ OD 30mm, ID 23mm

## スーチャーパッド



品番	製品名
1111	スーチャーパッド

## トレーニングセット



### マイクロトレーニングセット フラットハンドル

セット番号: TS-01

- TC- カストロビエホ持針器  
(Mチップ、ロック有、直型、18.0cm)
- TC- マイクロ・クッシング鑷子  
(1.0mm 無鉤、直型 18.0cm)
- 滅菌ケース

販売名: GEISTER持針器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00056001001  
販売名: GEISTER鑷子 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00056001004



### マイクロトレーニングセット ラウンドハンドル

セット番号: TS-02

- マイクロ持針器  
(R8 ロック有、0.8mm 幅、直型、18.0cm)
- AS- マイクロ縫合用鑷子  
(R8 0.8×6.0mm 無鉤、直型、18.0cm)
- 滅菌ケース

販売名: GEISTER持針器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00056001001  
販売名: GEISTER鑷子 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00056001004



### 外科トレーニングセット

セット番号: TS-03

- クライルウッド持針器  
(直型、20.0cm)
- ドバーキー鑷子  
(2.0mm、直型、19.5cm)

販売名: GEISTER持針器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00056001001  
販売名: GEISTER鑷子 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00056001004

ご希望に応じて無料で名前を刻印いたします。

詳しくは営業担当までお問い合わせください。

製造販売業者

株式会社ユニメディック  
大阪市北区西天満3-6-28 オクタス西天満ビル2F  
TEL 06-6316-7330 EMAIL inquiry@unimedico.co.jp